

# SIN AQUA®

## *Baby Glove*

*Medical Device  
for the hydration  
and the protection  
of the skin  
of the newborn baby  
and for the prevention  
of mycotic infections.*

### **Features:**

- Suitable for the entire body, including mucosal membranes and peri-ocular area. Even for the most sensitive skin.
- It effectively prevents the onset of diaper rashes and soothes redness and irritations
- It does not require the use of water as well as subsequent lotions or emollient creams.
- The soaking solution does not contain alcohol, latex, perfumes, parabens.
- “Silk effect” wipe for a gentle cleansing.

### **Classification:**

- Medical Device Class I

### **Area of use:**

- Fragile skin.
- Peri-ocular area.
- Mucosal membranes (vaginal, urethral, oral).
- Milk crust.
- Dermatitis and diaper rashes
- Itching and redness
- It prevents and contrasts the onset of candidiasis
- It preserves and respects the delicate balance of babies ‘skin.
- Suggested in presence of dermatological pathologies of various kinds (as prickly heat, acne, boils and vesicles).
- Cleansing of nipples before breastfeeding.

### **Active ingredients:**

- *Aloe barbadensis leaf extract*
- *Lauryl glucoside*
- *Allantoin*

### **Technical features:**

- Viscose glove to provide:
  - High absorbency of skin impurities.
  - High resistance to stretch and torsion to avoid tearing of the glove.
  - Maximum softness to avoid skin irritation.
- High solution content in each glove. (12g)
- Size of the glove 22 cm x 16 cm
- 4 gloves per pouch



# SINAQUA®

## *Baby Glove*

*Medical Device*

*for the hydration  
and the protection*

*of the skin*

*of the newborn baby*

*and for the prevention  
of mycotic infections.*

### ***Certification:***

- Welcare is certificated:  
UNI CEI EN ISO 13485  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001

### ***Production flow:***

- Manufactured in ISO 7 clean room

<b><i>Code:</i></b>	<b><i>Description:</i></b>	<b><i>Sales Units:</i></b>
<b>95555</b>	<b><i>Sinaqua® Baby Glove 1 Pouch: 4 gloves</i></b>	<b><i>1 Shipping Box: 45 pouches</i></b>

<b><i>Bibliography:</i></b>	<b><i>Further information:</i></b>
<p><i>La cura e l'igiene della cute del paziente a rischio di intertrigine/candidosi delle pliche cutanee, Andrea Bianco (1), Maria Teresa Scalise (2), Paolo Cuffaro (3), Manuela Galleazzi (4), Piero Secreto (5), Anna Maria Ippolito (6), (1-2) Residenza Principe Oddone-Torino, (3) Villa Grazia - San Carlo C.se (TO), (4) Istituto Geriatrico "Carlo Alberto"-Torino, (5) Osp. Fatebenefratelli-S. Maurizio C.se (TO), (6) Vulnera - Centro Vulno-logico Italiano Torino,(7) Residenza don Leone Porta Milano.</i></p>	<p><i>Website: <a href="http://www.welcareindustries.com">www.welcareindustries.com</a></i></p> <p><i>Customer service: <a href="mailto:com@welcaremedical.com">com@welcaremedical.com</a></i></p>